13/11/2020 Rev 8 Pagina 1 di 4



Area Qualità

Filetto Salmone rosso decongelato skin

Denominazione di vendita del prodotto:	Filetto Salmone rosso decongelato
Codice EAN	8005634100081
Formato / peso	Confezionato in sottovuoto in vaschetta di polipropilene chiusa da film plastico. Imballato in casse (unità di vendita) contenenti 4 vaschette. Peso medio per confezione: 0,200 Kg. Peso medio per cassa: 0,800 kg.



Sede Sociale				
Ragione sociale: Fiorital SpA con Socio Unico		Attività: Commercializzazione e lavorazione di prodotti ittici		
Indirizzo: Località Marittima – Fabbricato n°114		C.C.I.A.A. di Venezia n. 153688		
Telefono: 041/2409200	Fax: 041/2409050		E-mail: info@fiorital.com	
contatto per la funzione Qualità:	controllo.qualita@fiorital.com		Linea diretta:	041/2409017 - 041/2409269
Contatto per la funzione Commerciale:	commerciale.dalmare@fiorital.com		Linea diretta:	335/74 10 399 – 338/ 53 45 273
Stabilimento di produzione:	Località Marittima – Fabbricato n°114		Aut.San. IT-2166-CE	

13/11/2020 Rev 8 Pagina 2 di 4



Area Qualità

Filetto Salmone rosso decongelato skin

Lista degli ingredienti in etichetta:

Salmone rosso (*Oncorhynchus nerka*), pescato in Oceano Pacifico Nord Orientale con reti da imbrocco ed analoghe

Codici di assortimento			
Codice prodotto	Descrizione		
SAOS100	Filetto Salmone rosso decongelato 200g PF SKIN		

Raccomanda conservazion dopo l'apert	ne e utilizzo	Conservare a max +4°C. La data di scadenza è valida solo se il prodotto viene conservato in confezione integra. Se si dovesse interrompere la catena del freddo e il prodotto dovesse essere conservato al di sopra dei 4°C consigliamo di consumarlo immediatamente. Confezionato in sottovuoto, non forare la confezione. Da consumare previa cottura.			
per il co	oni aggiuntive nsumatore :	Puó contenere glutine, molluschi e crostacei.			
(info allergeni)					
- Codice d'identificazione		Es. FB2001234 (FB=Fiorital batch e numero progressivo generato			
Codice - Modalità di stampa		dal sistema).			
- Localizzazione della stampa		Stampa termica con bilancia etichettatrice Sull'etichetta esterna alla confezione			
TMC	TMC Da consumarsi preferibilmente entro: (gg/mm/aa) – (gg/mm/aaaa)		No	Capacità contenitore (ml)	Non applicabile
Scadenza	Scadenza Da consumarsi entro: (gg/mm/aaaa)		Si	Peso / Volume (g / ml Peso sgocciolato /	Peso (grammi)
Scadenza	Da consumarsi e	entro: (gg/mm)	No	deglassato	,

ELEMENTI DI PALLETTIZZAZIONE	SPECIFICHE
COLLO	Cartone
Numero d'UVC per collo	4
Dimensioni esterne del collo (L x l x h) (cm)	29,3x19,3x14,5
Peso lordo di un collo (kg)	1,026

13/11/2020 Rev 8 Pagina 3 di 4



Area Qualità

Filetto Salmone rosso decongelato skin

PRODOTTO FINITO / SCHEDE SPECIFICHE TECNICHE

PRODOTTO FINITO			
VALIDITÀ: – SCADENZA – TMC	SPECIFICHE		
Shelf life minima residua alla consegna ai depositi e/o ai punti vendita	8		
Condizioni di conservazione presso il cliente dopo apertura	Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero a 4°C per 24 ore.		
Modalità di trasporto	Trasporto refrigerato a 0°+4°C		

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
PARAMETRI	SPECIFICHE	TOLLERANZE	
Aspetto	Prodotto privo di deformazioni, corpi estranei assenti.	non applicabile	
Colore	Rosso, tipico della specie	non applicabile	
Odore	Tipico della specie	non applicabile	
Consistenza /Struttura	Consistenza soda, compatta	non applicabile	
Sapore	Tipico della specie	non applicabile	

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valore medio alla consegna)			
PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	LIMITI E VALORI GUIDA	
Carica mesofila totale	UFC/g	10^{6}	
Enterobatteri	UFC/g	10^{3}	
Escherichia coli	UFC/g	<10	
Stafilococco coagulasi positivi	UFC/g	<10 ³	
Listeria monocytogenes	UFC/g	come da normativa vigente	
Salmonella spp.	/25g	assente	

Note: il prodotto non rientra tra quelli per i quali è necessaria l'esposizione della tabella nutrizionale in etichetta come previsto dall'allegato V del Reg UE 1169/2011 (prodotti non trasformati che contengono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti).

13/11/2020 Rev 8 Pagina 4 di 4



Area Qualità

Filetto Salmone rosso decongelato skin

GESTIONE RECLAMI E NON CONFORMITÀ

I reclami / segnalazioni di non conformità sul prodotto o servizio devono essere inoltrate al Controllo Qualità di Fiorital S.p.A. preferibilmente a mezzo fax o e-mail.

Per non conformità sono intese:

- ✓ difformità dai parametri espressamente indicati nel presente capitolato;
- ✓ problemi di ordine qualitativo legati ad aspetti non necessariamente indicati nella presente scheda tecnica e comunque condizionanti negativamente il prodotto
- ✓ problematiche relative alla consegna, trasporto, pallettizzazione, orari di consegna, quantitativi del prodotto o altre non preventivate.

Deve essere comunicata la necessità di rendere il prodotto e il reso deve essere autorizzato dalla Fiorital S.p.A. per via scritta.

Il Cliente in caso di reclamo deve comunicare la referenza, il lotto di produzione e la scadenza o TMC del prodotto, la quantità ricevuta, il problema riscontrato e se il problema è relativo ad una parte o a tutta la fornitura.

Recapiti Reclami / Non Conformità:

Fax 041/2409050

e-mail: controllo.qualita@fiorital.com

telefono: 041/2409017 - 041/2409269

Recapiti Allerte / Ritiri:

Fax 041/2409050

e-mail: allerta@fiorital.com

telefono: 041/2409017 - 041/2409269